

- a/ ćwiczeniach oddechowych z oporem w przypadkach
- wysiękowego zapalenia płuc,
  - rozstrzeniach oskrzeli,
  - astmie oskrzelowej
- zastępując dotychczas stosowaną bandaż, worek z piaskiem czy rękę terapeuty,
- b/ stabilizując klatkę piersiową zmniejszyło dolegliwości bólowe i ułatwiło ćwiczenia oddechowe u chorych po operacjach płucnych i śródpiersia, a zwłaszcza u chorych po sternotomii,
- c/ ściągając dolne żebra wspomaga wydech przy ćwiczeniach oddechowych u chorych z bocznym skrzywieniem kręgosłupa.

Wyżej podane cechy konstrukcji i funkcji "Pasa Ściągającego Klatkę Piersiową" produkcji Firmy Handlowo-Usługowo-Produkcyjnej "Dla Zdrowia" w Katowicach daje podstawy zakwalifikowania go do przydatnej pomocy - sprzętu rehabilitacyjnego dla chorych po zabiegach operacyjnych w obrębie klatki piersiowej i w dysfunkcjach układu oddechowo-kръżeniowego.

  
Prof. dr hab. med. Kazimiera Milanowska  
specjalista w rehabilitacji  
I Klinika Rehabilitacji A.M. w Poznaniu  
ul. 28 Czerwca 1956 nr 135  
Telefon 310-217, 333-948





# PAŃSTWOWY SZPITAL KLINICZNY NR 4 im. Prof. Dr WIKTORA DEGI

Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego  
w Poznaniu

ul. 28 Czerwca 1956 nr 135/148 61 545 Poznań

Fax: 33 44 21

Dyrekcja Szpitala	tel. 33 26 33
	tel. 31 03 31
Adm. Nietochomości	tel. 31 02 40
Aptel	tel. 31 03 56
Dział Adm.-Gosp.	tel. 31 03 57
Dział Kadry	tel. 31 03 32
Dział Techniczny	tel. 31 03 45
Dział Żywności	tel. 31 02 14
Gł. Księgowa	tel. 31 03 40
Przełożona Szpitala	tel. 31 03 55
Przychodnia Szpitala	tel. 31 03 06
Ruch Chorych	tel. 31 02 02
Zaopatrzenie	tel. 31 03 66
Portiernia inf. i tel. wewn.	tel. 31 03 50

Poznań, dnia 1997.07.04

L.dz.....

Dotyczy

## O c e n a

wyrobu "Pas ściągający Klatkę Piersiową" produkcji Firmy  
Handlowo-Usługowo-Produkcyjnej "Dla Zdrowia" w Katowicach

---

Do oceny otrzymano dwa wzory pasów" 1. pas z uchwytami miękkimi,  
2. pas z uchwytami twardymi.

Ocenę pasów przeprowadzono:

- w Klinice Pneumonologii Instytutu Chorób Wewnętrznych A.M. w Poznaniu,
- na Oddziale Torakochirurgii Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego Chorób Płuc i Gruźlicy w Poznaniu,
- na Oddziale Leczniczego Usprawniania Państwowego Szpitala Klinicznego nr 4 A.M. w Poznaniu.

Oceniany "Pas Ściągający Klatkę Piersiową" posiada następującą konstrukcję i funkcje:

- Wykonany jest estetycznie i łatwy w użyciu,
- Konstrukcja pasa opiera się na taśmach "Rzep" - Meszek i Haczyki różnej szerokości:
  - podstawa pasa - 10 cm,
  - podtrzymanie strony prawej i lewej - 3 cm,
  - regulacja szelek - 1,5 cm,
  - podtrzymanie regulacji - 3 cm,
  - regulacja podstawy pasa - 5 cm.
- Szelki i uchwyty miękkie wykonane są z taśmy białej o szerokości 3 cm.
- Uchwyty twarde wykonane są z polipropylenu.
- Konstrukcja pasa pozwala na zastosowanie go w następujących czynnościach:





Katowice, dnia 05.07.2007 r.

**ZAŚWIADCZENIE OPINIODAWCZE DOTYCZĄCE „PASÓW  
ŚCIĄGAJĄCYCH KLATKĘ PIERSIOWĄ „  
F.H.U.P. „ DLA ZDROWIA „**

Pas ściągający klatkę piersiową F.H.U.P. „ DLA ZDROWIA „ jest wyrobem medycznym stosowanym przez II Klinikę Kardiologii Śl.A.M. w Katowicach - Ochojcu od wielu lat.

Znajduje zastosowanie u większości chorych po zabiegach kardiologicznych. Ma szczególne zastosowanie we wczesnej rehabilitacji oddechowej zmniejszając ryzyko powikłań płucnych. Poprzez stabilizację ściany klatki piersiowej wspomaga nie tylko funkcje wydechową chorego, ale działa ochronnie na proces gojenia mostka, zwłaszcza u chorych mających skłonność do napadowego kaszlu we wczesnym okresie pooperacyjnym.

Okres przydatności pasa ściągającego może dotyczyć nie tylko wczesnego okresu pooperacyjnego, ale także okresu do pełnego zrostu kostnego mostka.

Jest wyrobem medycznym, łatwym w użyciu i spełnia wymogi bezpieczeństwa dla chorego.

Kierownik II Kliniki Kardiologii Śl.A.M.  
Prof. dr hab. n. med. Stanisław Woś

